

SHORT

DESCRIÇÃO DO IMPLANTE

- Corpo cilíndrico, rosca dupla
 - Superfície SLA
 - Plataforma Switch
 - Hexágono 3,00 mm
- Altura do hexágono 1,00 mm
 - Rosca interna de 2,00 mm
 - Alta estabilidade inicial
 - Acompanha tampa implante

Diâmetro	Comprimentos	
Ø 5,00	5,00 mm	6,00 mm
Ø 6,00	5,00 mm	6,00 mm



SEQUÊNCIA DE BROCAS PARA IMPLANTE CURTO

Switch	Implante	Lança	Broca 2,0/3,4	Broca 4,2	Broca 5,0
4,30 mm	5,00 mm	●	●	●	
5,00 mm	6,00 mm	●	●	●	●

COMPONENTES PROTÉTICOS DISPONÍVEIS PARA IMPLANTE SHORT

- CICATRIZADOR
- TRANSFER MOLDEIRA FECHADA
- TRANSFER MOLDEIRA ABERTA
- ANÁLOGO
- UCLA CINTA METÁLICA
- UCLA PLÁSTICA

CICATRIZADORES



Diâmetro	Altura	S.P.E
Ø 4,30	2,0 mm	5,0 mm
	4,0 mm	5,0 mm
	6,0 mm	5,0 mm
Ø 5,00	2,0 mm	5,0 mm
	4,0 mm	5,0 mm
	6,0 mm	5,0 mm
Ø 4,30	2,0 mm	6,0 mm
	4,0 mm	6,0 mm
	6,0 mm	6,0 mm
Ø 5,00	2,0 mm	6,0 mm
	4,0 mm	6,0 mm
	6,0 mm	6,0 mm



Diâmetro	Altura
Ø 4,30	2,0 mm
	4,0 mm
	6,0 mm
Ø 5,00	2,0 mm
	4,0 mm
	6,0 mm