

SOLID

DESCRIÇÃO DO IMPLANTE

- Indicado para reabilitação de pequenos espaços protéticos unitários
- Indicado para retenção de próteses fixas sobre implantes
- Inserção facilitada: uso de somente uma fresa de 1,8 mm para o preparo ósseo
 - Ápice cortante
- Necessita de chave de inserção de O'ring Dentoflex

Diâmetro	Comprimentos
Ø 2,60	10,0 mm 13,0 mm 15,0 mm

CHAVES DE INSTALAÇÃO DO IMPLANTE



Chave torquímetro
média 2,40mm
para O'ring

CÁPSULA METÁLICA

- Produzido em Titânio



ARRUELA ESPAÇADORA

- Produzido em Poliacetal



TRANSFERENTE

- Produzido em Poliacetal



MUNHÃO RETO PRÓTESE CIMENTADA

- Produzido em Titânio



MUNHÃO ANGULADO PRÓTESE CIMENTADA

- Produzido em Titânio
- Disponível em 15°

