



dentoflex.inp
sistema de implantes

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2023

Ligomático




Zigomático

Hexágono Externo


SEGURANÇA PARA QUEM TEM MAXILA ATRÓFICA

Implantes Zigomáticos são ideais para casos que apresentam pouca altura óssea posterior em maxila, com proximidade dos seios maxilares e que necessitem de um ponto de ancoragem posterior, e tem a possibilidade de evitar o tratamento com enxertos ósseos, assim com o tempo reduzido de execução e finalização do tratamento, à diminuição dos custos e menor desconforto após a cirurgia, comparando as reconstruções maxilares extensas com enxertos ósseos.



COMPRIMENTO	CÓDIGOS
30,0 mm	08359
32,5 mm	08360
35,0 mm	08361
37,5 mm	08362
40,0 mm	08363
42,5 mm	08364
45,0 mm	08365
47,5 mm	08366
50,0 mm	08367
52,5 mm	08368
55,0 mm	08369
57,5 mm	08370
60,0 mm	08371


*Para evitar a quebra do parafuso do montador durante a inserção do implante, na hora do aperto, é importante checar com frequência se o parafuso continua com torque e se o montador não ficou com folga na adaptação com o implante. Utilize a chave de apoio evitando movimentar o implante fora do eixo e alavancas excessivas com a chave tufo, diminuindo assim, a concentração de força no parafuso.



JP | DIÂMETRO 4,0 mm

PLATAFORMA 4,1 mm

MIRUSCONE ANGULADO



Ø 3,75	1,0 mm	17°	60236
	2,0 mm	17°	60237
	3,0 mm	17°	60238
Ø 3,75	1,0 mm	30°	60239
	2,0 mm	30°	60240
	3,0 mm	30°	60241

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Distância oclusal mínima: 4,5mm
- ✓ Com transportador metálico
- ✓ Indicado para prótese múltipla e total

MIRUSCONE RETO



Ø 3,75	1,0 mm	56321
	2,0 mm	56323
	3,0 mm	56328

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Distância oclusal mínima: 4,5mm
- ✓ Com transportador plástico
- ✓ Indicado para prótese múltipla e total

CAPA DE PROTEÇÃO PARA MIRUSCONE



53944

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Titânio

ANÁLOGO



56111

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Aço Inox

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA



58575

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Aço Inox

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA



57959

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Aço Inox

LUVA METÁLICA



57903

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Titânio

LUVA CINTA METÁLICA



57907

- ✓ Modelo único
- ✓ Cinta produzida em Cr-Co

LUVA PLÁSTICA



55343

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Poliacetal

Kit Zigomático



Criado especialmente para garantir a eficiência na dinâmica do seu consultório.

Estojo leve e de fácil manuseio, torna também o kit mais versátil e prático.


59822

KIT ZIGOMÁTICO

59821

ESTOJO KIT ZIGOMÁTICO

COMPONENTES



Parte Interna

Cod.	Descrição	Qtd.
01409	CABO PARA PONTA DE CHAVE TORQUE	1
59652	CHAVE DE APOIO PARA ZIGOMÁTICO	1
01415	CHAVE DE MONTADOR PARA CONTRA ANGULO	1
08877	CHAVE DE TORQUE	1
59653	CHAVE TUFO PARA ZIGOMÁTICO	1
06821	EXTENSOR DE BROCA	1
59708	FRESA CANALETA PARA ZIGOMATICO	1
59675	FRESA DE LSM	1
02032	FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 3,5 X 40	1
02031	FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 3,5 X 80	1
02029	FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 4 X 80	1
02132	FRESA LANÇA ZIGOMATICO 2,2 X 40	1
02131	FRESA LANÇA ZIGOMATICO 2,2 X 80	1
01397	PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEXAGONAL LONGA	1
01398	PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE QUADRADA LONGA	1
01407	PONTA ESFERICA P/ CHAVE DE TORQUE (HEX.2,0)	1
55832	SONDA CALIBRADA	1
59656	SONDA CALIBRADA BICORTICAL PARA ZIGOMÁTICO	1
59660	SONDA CALIBRADA PARA ZIGOMÁTICO	1

CHAVES



59652

CHAVE DE APOIO PARA ZIGOMÁTICO



59653

CHAVE TUFO PARA ZIGOMÁTICO

01415



CHAVE DE MONTADOR PARA CONTRA ÂNGULO



08877

CHAVE DE TORQUE

01409



CABO PARA PONTA DE CHAVE TORQUE

PONTEIRAS

01397



PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEXAGONAL LONGA

01398



PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE QUADRADA LONGA

01407



PONTA ESFERICA P/ CHAVE DE TORQUE (Hex.2,0)

FRESAS

59708



FRESA CANALETA PARA ZIGOMÁTICO

59675



FRESA DE LSM

02032



FRESA ESCALONADA ZIGOMÁTICO 3,5 X 40

02031



FRESA ESCALONADA ZIGOMÁTICO 3,5 X 80

02029



FRESA ESCALONADA ZIGOMÁTICO 4 X 80

02132



FRESA LANÇA ZIGOMÁTICO 2,2 X 40

02131



FRESA LANÇA ZIGOMÁTICO 2,2 X 80


06821



EXTENSOR DE BROCA


SONDAS

55832



SONDA CALBRADA PARA IMPLANTE

59656



SONDA CALBRADA BICORTICAL PARA ZIGOMÁTICO

59660

SONDA CALBRADA PARA ZIGOMÁTICO





🌐 dentoflex.com.br

✉ sac@inp-dentoflex.com

☎ Tel.: 55 11 2083 - 4130

📞 WhatsApp: +55 11 99589-8239

🌐 @dentoflexbrasil 📷 @dentoflex.official