



dentoflex.inp  
sistema de implantes

**CATÁLOGO DE PRODUTOS**  
2024

*Zigomático*



**Z.FORCE**  
Zygomatic




# Zigomático

## Hexágono Externo


### SEGURANÇA PARA QUEM TEM MAXILA ATRÓFICA

Implantes Zigomáticos são ideais para casos que apresentam pouca altura óssea posterior em maxila, com proximidade dos seios maxilares e que necessitem de um ponto de ancoragem posterior, e tem a possibilidade de evitar o tratamento com enxertos ósseos, assim com o tempo reduzido de execução e finalização do tratamento, à diminuição dos custos e menor desconforto após a cirurgia, comparando as reconstruções maxilares extensas com enxertos ósseos.



| COMPRIMENTO | CÓDIGOS |
|-------------|---------|
| 30,0 mm     | 08359   |
| 32,5 mm     | 08360   |
| 35,0 mm     | 08361   |
| 37,5 mm     | 08362   |
| 40,0 mm     | 08363   |
| 42,5 mm     | 08364   |
| 45,0 mm     | 08365   |
| 47,5 mm     | 08366   |
| 50,0 mm     | 08367   |
| 52,5 mm     | 08368   |
| 55,0 mm     | 08369   |
| 57,5 mm     | 08370   |
| 60,0 mm     | 08371   |


\*Para evitar a quebra do parafuso do montador durante a inserção do implante, na hora do aperto, é importante checar com frequência se o parafuso continua com torque e se o montador não ficou com folga na adaptação com o implante. Utilize a chave de apoio evitando movimentar o implante fora do eixo e alavancas excessivas com a chave tufo, diminuindo assim, a concentração de força no parafuso.



JP | DIÂMETRO 4,0 mm

PLATAFORMA 4,1 mm

#### MIRUSCONE ANGULADO



|        |        |     |       |
|--------|--------|-----|-------|
| Ø 3,75 | 1,0 mm | 17° | 60236 |
|        | 2,0 mm | 17° | 60237 |
|        | 3,0 mm | 17° | 60238 |
| Ø 3,75 | 1,0 mm | 30° | 60239 |
|        | 2,0 mm | 30° | 60240 |
|        | 3,0 mm | 30° | 60241 |

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Distância oclusal mínima: 4,5mm
- ✓ Com transportador metálico
- ✓ Indicado para prótese múltipla e total

#### MIRUSCONE RETO



|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| Ø 3,75 | 1,0 mm | 56321 |
|        | 2,0 mm | 56323 |
|        | 3,0 mm | 56328 |

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Distância oclusal mínima: 4,5mm
- ✓ Com transportador plástico
- ✓ Indicado para prótese múltipla e total

# Z.FORCE

## Zygomatic

BREVE LANÇAMENTO

### CONEXÃO CÔNICA DE 11,5° E DIÂMETROS DE Ø3.5 E Ø4.0


Um implante mais estreito, multiplicando as possibilidades de colocação em suas cirurgias, reduzindo as chances de fenestração e de invasão de áreas nobres.

### REFERÊNCIA EM ZIGOMÁTICOS

Linha de implantes zigomáticos Dentoflex.inp referência do mercado em cirurgias atróficas.

### FABRICADO EM TITÂNIO GRAU IV COLD WORKED

Titânio trabalhado a frio, proporcionando maior resistência e performance.



| DIÂMETRO | COMPRIMENTO  |              |
|----------|--------------|--------------|
|          | CÓDIGO       | CÓDIGO       |
|          | <b>Ø3,50</b> | <b>Ø4,00</b> |
| 30,0 mm  | 60932        | 60949        |
| 32,5 mm  | 60934        | 60951        |
| 35,0 mm  | 60936        | 60953        |
| 37,5 mm  | 60937        | 60955        |
| 40,0 mm  | 60938        | 60957        |
| 42,5 mm  | 60917        | 60959        |
| 45,0 mm  | 60939        | 60961        |
| 47,5 mm  | 60941        | 60963        |
| 50,0 mm  | 60943        | 60965        |
| 52,5 mm  | 60945        | 60967        |
| 55,0 mm  | 60947        | 0960         |
| 57,5 mm  | 60918        | 60971        |



### MIRUSCONE ANGULADO



|        |      |       |
|--------|------|-------|
| 1,5 mm | 17°  | 57925 |
| 1,5 mm | 30°  | 57927 |
| 1,5 mm | *45° | 60110 |
| 2,5 mm | 17°  | 57928 |
| 2,5 mm | 30°  | 57963 |
| 2,5 mm | *45° | 60113 |
| 3,5 mm | 17°  | 57964 |
| 3,5 mm | 30°  | 57966 |

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Com Index
- ✓ Com parafuso passante
- ✓ Não deve ser usado para unitário
- ✓ Com transportador metálico
- ✓ Indicado para prótese múltipla e total
- ✓ \*Indicação de uso apenas nos implantes Zigomático e Search em protocolo.

LANÇAMENTO EM BREVE

ANGULAÇÃO 52° E 60°

### CAPA DE PROTEÇÃO PARA MIRUSCONE



53944

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Titânio

### ANÁLOGO



56111

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Aço Inox

### TRANSFER MOLDEIRA ABERTA



57959

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Aço Inox

### TRANSFER MOLDEIRA FECHADA



58575

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Aço Inox

### LUVA METÁLICA



57903

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Titânio

### LUVA CINTA METÁLICA



57907

- ✓ Modelo único
- ✓ Cinta produzida em Cr-Co

### LUVA PLÁSTICA



55343

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Poliacetal

# Kit Zigomático



## O KIT MAIS COMPLETO DO MERCADO.

Um Kit único, versátil e completo, que pode ser utilizado para ambas plataformas (HE e CM).

59822  
KIT ZIGOMÁTICO

61057  
ESTOJO  
KIT ZIGOMÁTICO

### COMPONENTES

| Cod.  | Descrição                                     | Qtd. |
|-------|---|------|
| 02132 | FRESA LANÇA ZIGOMATICO 2,2 X 40               | 1    |
| 02131 | FRESA LANÇA ZIGOMATICO 2,2 X 80               | 1    |
| 61020 | FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 3,0 X 40          | 1    |
| 61021 | FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 3,0 X 80          | 1    |
| 02032 | FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 3,5 X 40          | 1    |
| 02031 | FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 3,5 X 80          | 1    |
| 02029 | FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 4 X 80            | 1    |
| 59708 | FRESA CANALETA PARA ZIGOMATICO                | 1    |
| 59675 | FRESA DE LSM                                  | 1    |
| 60012 | BISTURI CIRCULAR 4,0 MM                       | 1    |
| 08877 | CHAVE DE TORQUE                               | 1    |
| 59656 | SONDA CALIBRADA BICORTICAL PARA ZIGOMÁTICO    | 1    |
| 55832 | SONDA CALIBRADA PARA IMPLANTE                 | 1    |
| 59653 | CHAVE TUFO PARA ZIGOMÁTICO                    | 1    |
| 59652 | CHAVE DE APOIO PARA ZIGOMÁTICO                | 1    |
| 55882 | CHAVE CURTA IMP. OSSEO COMP CM P/ CAT         | 1    |
| 55883 | CHAVE LONGA IMP. OSSEO COMP CM P/ CAT         | 1    |
| 55834 | CHAVE CURTA IMP. OSSEO COMP CM P/ C.A.        | 1    |
| 01397 | PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEXAGONAL LONGA | 1    |
| 01407 | PONTA ESFERICA P/ CHAVE DE TORQUE (HEX,2,0)   | 1    |
| 01409 | CABO PARA PONTA DE CHAVE TORQUE               | 1    |
| 60089 | MEDIDOR DE ANG. 30° E TRANSMUCOSO C.M.        | 1    |
| 60090 | MEDIDOR DE ANG. 45° E TRANSMUCOSO C.M.        | 1    |





FRESAS

02132   
FRESA LANÇA ZIGOMÁTICO 2,2 X 40

02131   
FRESA LANÇA ZIGOMÁTICO 2,2 X 80

61020   
FRESA ESCALONADA ZIGOMÁTICO 3,0 X 40

61021   
FRESA ESCALONADA ZIGOMÁTICO 3,0 X 80

02032   
FRESA ESCALONADA ZIGOMÁTICO 3,5 X 40

02031   
FRESA ESCALONADA ZIGOMÁTICO 3,5 X 80

02029   
FRESA ESCALONADA ZIGOMÁTICO 4 X 80

59708   
FRESA CANALETA PARA ZIGOMÁTICO

59675   
FRESA DE LSM

57742   
BISTURI CIRCULAR 4,0 MM

CHAVES DE INSTALAÇÃO

55882   
CHAVE CURTA P/ IMPL. O.C. C.M. P/ CATRACA

55883   
CHAVE LONGA P/ IMPL. O.C. C.M. P/ CATRACA

CHAVE DE CAPTURA

55834   
CHAVE PARA IMPL. C.M. PARA CONTRA ÂNGULO


CHAVE DE CAPTURA DE CONTRA ÂNGULO,  
TORQUE MÁXIMO 35 N.cm

## SONDAS



55832

SONDA CALIBRADA PARA IMPLANTE



59656

SONDA CALIBRADA BICORTICAL PARA ZIGOMÁTICO

## CHAVES



59652

CHAVE DE APOIO PARA ZIGOMÁTICO



59653

CHAVE TUFO PARA ZIGOMÁTICO



08877

CHAVE DE TORQUE



01409

CABO PARA PONTA DE CHAVE TORQUE

## PONTEIRAS

01397



PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEXAGONAL LONGA

01407



PONTA ESFERICA P/ CHAVE DE TORQUE (Hex.2,0)

## MEDIDOR

60089



MEDIDOR DE ANG. 30° E TRANSMUCOSO C.M

60090



MEDIDOR DE ANG. 45° E TRANSMUCOSO C.M





⊕ [dentoflex.com.br](http://dentoflex.com.br)

✉ [sac@inp-dentoflex.com](mailto:sac@inp-dentoflex.com)

☎ Tel.: 55 11 2083 - 4130

📞 WhatsApp: +55 11 99589-8239

📷 [@dentoflex.inp](https://www.instagram.com/dentoflex.inp)