



**dentoflex.inp**  
sistema de implantes

**CATÁLOGO DE PRODUTOS**  
2025

*Solid*




# Solid

Definitivo

## DIÂMETRO | COMPRIMENTO

Ø 2,60	10,0 mm 57370	13,0 mm 57371	15,0 mm 57470
--------	------------------	------------------	------------------



## CHAVE DE INSTALAÇÃO DO IMPLANTE

55154

- ✓ Chave torquímetro média 2,50 mm para O'ring



## BROCA

56767

- ✓ Broca Lança 1,8 mm



## CARACTERÍSTICAS:

Indicado para reabilitação de pequenos espaços protéticos unitários

Indicado para retenção de próteses fixas sobre implantes

Inserção facilitada: uso de somente uma fresa de 1,8 mm para o preparo ósseo

Ápice cortante

## MUNHÃO RETO PRÓTESE CIMENTADA



58245

- ✓ Produzido em Titânio

## MUNHÃO ANGULADO PRÓTESE CIMENTADA



58244

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Disponível em 15°



## CÁPSULA METÁLICA

- ✓ Produzido em Titânio

58279



## ARRUELA ESPAÇADORA

- ✓ Produzido em Poliacetal
- c/ 10 unidades

55341

# Kit Protético



Por que é preferível ter um kit único que instala todos os modelos e marcas de componentes protéticos?

- Garante a eficiência
- Prioriza funcionalidade
- Praticidade
- Simplicidade
- Alta qualidade
- Peças versáteis
- Evita volume

55941  
KIT PROTÉTICO

59239  
ESTOJO KIT PROTÉTICO

## COMPONENTES

Cod.	Descrição	Qtd.
01409	CABO PARA PONTA DE CHAVE TORQUE	1
08877	CHAVE DE TORQUE	1
01394	PONTA COIFA P/ CHAVE DE TORQUE HEX 2,7	1
59573	PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEX 1,60MM CURTA	1
59542	PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEX. 1,60MM LONGA	1
01395	PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEXAGONAL CURTA	1
01397	PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEXAGONAL LONGA	1
01396	PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE QUADRADA CURTA	1
01398	PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE QUADRADA LONGA	1
01407	PONTA ESFERICA P/ CHAVE DE TORQUE (Hex.2,0)	1
55154	PONTA PARA CHAVE DE TORQUE HEX. 2,5	1

CHAVES



08877  
CHAVE DE TORQUE



01409  
CABO PARA PONTA DE CHAVE TORQUE



01407  
PONTA ESFÉRICA P/ CHAVE DE TORQUE (HEX.2,0)



55154  
PONTA PARA CHAVE DE TORQUE (HEX. 2,5)



01394  
PONTA COIFA P/ CHAVE DE TORQUE (HEX 2,7)



01395  
PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEXAGONAL CURTA



01397  
PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEXAGONAL LONGA



59573  
PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEX 1,60MM CURTA



59542  
PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEX. 1,60MM LONGA



01396  
PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE QUADRADA CURTA



01398  
PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE QUADRADA LONGA

# Kit Tela



55049  
KIT TELA

06515  
ESTOJO KIT TELA

## CARACTERÍSTICAS:

Cod.	Descrição	Qtd.
07096	PARAFUSO FIXADOR 1,6 X 6,0	Opcional
07089	PARAFUSO FIXADOR 1,6 X 8,0	Opcional
07092	PARAFUSO FIXADOR 1,6 X 10,0	Opcional
07095	PARAFUSO FIXADOR 1,6 X 12,0	Opcional
07098	PARAFUSO FIXADOR 1,6 X 14,0	Opcional
07132	PARAFUSO FIXADOR 2,0 X 6,0	Opcional
07136	PARAFUSO FIXADOR 2,0 X 8,0	Opcional
07140	PARAFUSO FIXADOR 2,0 X 10,0	Opcional
07144	PARAFUSO FIXADOR 2,0 X 12,0	Opcional
07148	PARAFUSO FIXADOR 2,0 X 14,0	Opcional
54027	TELA PARA ENXERTO 50 X 35 VAO 1,4 S	Opcional
02641	TELA PARA ENXERTO 60 X 40 VAO 2,5	Opcional
02642	TELA PARA ENXERTO 60 X 40 VAO 3,2	Opcional
01362	HASTE 1,6	Opcional
01373	HASTE 2,0	Opcional
01391	CHAVE INTERCAMBIÁVEL	Opcional
01337	LANÇA 1,2	Opcional
01340	LANÇA 1,8	Opcional

## HASTES

01362



HASTE 1,6

01373



HASTE 2,0

## FRESAS

01337



FRESA LANÇA 1,2


01340



FRESA LANÇA 1,8

## CHAVE

01391



CHAVE INTERCAMBIÁVEL

## PARAFUSOS

PARAFUSO FIXADOR 1.6






PARAFUSO FIXADOR 2.0



Cod.	Descrição
07096	PARAFUSO FIXADOR 1.6 X 6,0
07089	PARAFUSO FIXADOR 1.6 X 8,0
07092	PARAFUSO FIXADOR 1.6 X 10,0
07095	PARAFUSO FIXADOR 1.6 X 12,0
07098	PARAFUSO FIXADOR 1.6 X 14,0
07132	PARAFUSO FIXADOR 2.0 X 6,0
07136	PARAFUSO FIXADOR 2.0 X 8,0
07140	PARAFUSO FIXADOR 2.0 X 10,0
07144	PARAFUSO FIXADOR 2.0 X 12,0
07148	PARAFUSO FIXADOR 2.0 X 14,0

## TELA PARA ENXERTO



Cod.	Descrição
54027	TELA PARA ENXERTO 50 X 35 VAO 1,4 S
02641	TELA PARA ENXERTO 60 X 40 VAO 2,5
02642	TELA PARA ENXERTO 60 X 40 VAO 3,2

# Kit Expansor

## CARACTERÍSTICAS:

Cod.	Descrição	Qtd.
01415	CHAVE MONTADORA PARA CONTRA ANGULO	1
01419	EXPANSOR LAMINADOR CONICO 2,2	1
01420	EXPANSOR LAMINADOR CONICO 2,6	1
01421	EXPANSOR LAMINADOR CONICO 2,9	1
01422	EXPANSOR LAMINADOR CONICO 3,2	1
01423	EXPANSOR LAMINADOR CONICO 3,7	1
01424	EXPANSOR LAMINADOR CONICO 4,7	1
01425	EXPANSOR LAMINADOR CONICO 5,4	1



55047  
KIT EXPANSOR

55331  
ESTOJO KIT EXPANSOR

## COMPONENTES

01415   
CHAVE MONTADORA PARA CONTRA ÂNGULO

01419   
EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 2,2

01420   
EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 2,6

01421   
EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 2,9

01422   
EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 3,2

01423   
EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 3,7

01424   
EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 4,7

01425   
EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 5,4





🌐 [dentoflex.com.br](http://dentoflex.com.br)  
✉ [sac@inp-dentoflex.com](mailto:sac@inp-dentoflex.com)  
☎ Tel.: 55 11 2083 - 4130  
📞 WhatsApp: +55 11 99589-8239

