



dentoflex.inp
sistema de implantes

CATÁLOGO DE PRODUTOS
2025

Solid




Solid

Definitivo

DIÂMETRO | COMPRIMENTO

Ø 2,60	10,0 mm 57370	13,0 mm 57371	15,0 mm 57470
--------	------------------	------------------	------------------



CHAVE DE INSTALAÇÃO DO IMPLANTE

55154

- ✓ Chave torquímetro média 2,50 mm para O'ring



BROCA

56767

- ✓ Broca Lança 1,8 mm



CARACTERÍSTICAS:

Indicado para reabilitação de pequenos espaços protéticos unitários

Indicado para retenção de próteses fixas sobre implantes

Inserção facilitada: uso de somente uma fresa de 1,8 mm para o preparo ósseo

Ápice cortante

MUNHÃO RETO PRÓTESE CIMENTADA



58245

- ✓ Produzido em Titânio

MUNHÃO ANGULADO PRÓTESE CIMENTADA



58244

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Disponível em 15°



CÁPSULA METÁLICA

- ✓ Produzido em Titânio



58279





ARRUELA ESPAÇADORA

- ✓ Produzido em Poliacetal
- c/ 10 unidades

55341





Supreme HI/Cone Morse





Supreme Hexágono Externo

Ampliação de 30%



Supreme HI/Cone Morse


Ampliação de 30%



Supreme Hexágono Externo



Search

Brocas



Supreme







Brocas



Z.FORCE

Zygomatic

Brocas





🌐 dentoflex.com.br
✉ sac@inp-dentoflex.com
☎ Tel.: 55 11 2083 - 4130
📞 WhatsApp: +55 11 99589-8239

