



dentoflex.inp
sistema de implantes

CATÁLOGO DE PRODUTOS
2025


Zigomático

Z.FORCE
Zygomatic



Zigomático

Hexágono Externo



SEGURANÇA PARA QUEM TEM MAXILA ATRÓFICA


Implantes Zigomáticos são ideais para casos que apresentam pouca altura óssea posterior em maxila, com proximidade dos seios maxilares e que necessitem de um ponto de ancoragem posterior, e tem a possibilidade de evitar o tratamento com enxertos ósseos, assim com o tempo reduzido de execução e finalização do tratamento, à diminuição dos custos e menor desconforto após a cirurgia, comparando as reconstruções maxilares extensas com enxertos ósseos.

COMPRIMENTO

CÓDIGOS

30,0 mm	08359
32,5 mm	08360
35,0 mm	08361
37,5 mm	08362
40,0 mm	08363
42,5 mm	08364
45,0 mm	08365
47,5 mm	08366
50,0 mm	08367
52,5 mm	08368
55,0 mm	08369
57,5 mm	08370
60,0 mm	08371

*Para evitar a quebra do parafuso do montador durante a inserção do implante, na hora do aperto, é importante checar com frequência se o parafuso continua com torque e se o montador não ficou com folga na adaptação com o implante. Utilize a chave de apoio evitando movimentar o implante fora do eixo e alavancas excessivas com a chave tufo, diminuindo assim, a concentração de força no parafuso.



JP | DIÂMETRO 4,0 mm

PLATAFORMA 4,1 mm

MIRUSCONE ANGULADO



Ø 3,75	1,0 mm	17°	60236
	2,0 mm	17°	60237
	3,0 mm	17°	60238
Ø 3,75	1,0 mm	30°	60239
	2,0 mm	30°	60240
	3,0 mm	30°	60241

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Distância oclusal mínima: 4,5mm
- ✓ Com transportador metálico
- ✓ Indicado para prótese múltipla e total

MIRUSCONE RETO



Ø 3,75	1,0 mm	56321
	2,0 mm	56323
	3,0 mm	56328

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Distância oclusal mínima: 4,5mm
- ✓ Com transportador plástico
- ✓ Indicado para prótese múltipla e total

Z.FORCE

Zygomatic

CONEXÃO CÔNICA DE 11,5° E DIÂMETROS DE Ø3.5 E Ø4.0


Um implante mais estreito, multiplicando as possibilidades de colocação em suas cirurgias, reduzindo as chances de fenestração e de invasão de áreas nobres.

REFERÊNCIA EM ZIGOMÁTICOS

Linha de implantes zigomáticos Dentoflex.inp referência do mercado em cirurgias atróficas.

FABRICADO EM TITÂNIO GRAU IV COLD WORKED

Titânio trabalhado a frio, proporcionando maior resistência e performance.



COMPRIMENTO	DIÂMETRO	
	CÓDIGO	CÓDIGO
	Ø3,50	Ø4,00
30,0 mm	60932	60949
32,5 mm	60934	60951
35,0 mm	60936	60953
37,5 mm	60937	60955
40,0 mm	60938	60957
42,5 mm	60917	60959
45,0 mm	60939	60961
47,5 mm	60941	60963
50,0 mm	60943	60965
52,5 mm	60945	60967
55,0 mm	60947	60969
57,5 mm	60918	60971

MIRUSCONE ANGULADO



1,5 mm	17°	57925
1,5 mm	30°	57927
1,5 mm	*45°	60110
2,5 mm	17°	57928
2,5 mm	30°	57963
2,5 mm	*45°	60113
3,5 mm	17°	57964
3,5 mm	30°	57966

LANÇAMENTO EM BREVE

ANGULAÇÃO 52° E 60°

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Com Index
- ✓ Com parafuso passante
- ✓ Não deve ser usado para unitário
- ✓ Com transportador metálico
- ✓ Indicado para prótese múltipla e total
- ✓ *Indicação de uso apenas nos implantes Zigomático e Search em protocolo.



CAPA DE PROTEÇÃO PARA MIRUSCONE



53944

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Titânio

ANÁLOGO



56111

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Aço Inox

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA



57959

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Aço Inox

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA



58575

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Aço Inox

LUA METÁLICA



57903

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Titânio

LUA CINTA METÁLICA



57907

- ✓ Modelo único
- ✓ Cinta produzida em Cr-Co

LUA PLÁSTICA



55343

- ✓ Modelo único
- ✓ Produzido em Poliacetal

Kit Zigomático

O KIT MAIS COMPLETO DO MERCADO.

Um Kit único, versátil e completo, que pode ser utilizado para ambas plataformas (HE e CM).

61058
KIT ZIGOMÁTICO

61057
ESTOJO
KIT ZIGOMÁTICO

COMPONENTES

Cod.	Descrição	Qtd.
02132	FRESA LANÇA ZIGOMATICO 2,2 X 40	1
02131	FRESA LANÇA ZIGOMATICO 2,2 X 80	1
61020	FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 3,0 X 40	1
61021	FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 3,0 X 80	1
02032	FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 3,5 X 40	1
02031	FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 3,5 X 80	1
02029	FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 4 X 80	1
59708	FRESA CANALETA PARA ZIGOMATICO	1
59675	FRESA DE LSM	1
57744	BISTURI CIRCULAR 4,0 MM	1
08877	CHAVE DE TORQUE	1
59656	SONDA CALIBRADA BICORTICAL PARA ZIGOMÁTICO	1
55832	SONDA CALIBRADA PARA IMPLANTE	1
59653	CHAVE TUFO PARA ZIGOMÁTICO	1
59652	CHAVE DE APOIO PARA ZIGOMÁTICO	1
55882	CHAVE CURTA IMP. OSSEO COMP CM P/ CAT	1
55883	CHAVE LONGA IMP. OSSEO COMP CM P/ CAT	1
55834	CHAVE CURTA IMP. OSSEO COMP CM P/ C.A.	1
01397	PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEXAGONAL LONGA	1
01407	PONTA ESFERICA P/ CHAVE DE TORQUE (HEX,2,0)	1
01409	CABO PARA PONTA DE CHAVE TORQUE	1
60089	MEDIDOR DE ANG. 30° E TRANSMUCOSO C.M.	1
60090	MEDIDOR DE ANG. 45° E TRANSMUCOSO C.M.	1

FRESAS

02132



FRESA LANÇA ZIGOMÁTICO 2,2 X 40

02131



FRESA LANÇA ZIGOMÁTICO 2,2 X 80

61020



FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 3,0 X 40

61021



FRESA ESCALONADA ZIGOMATICO 3,0 X 80

02032



FRESA ESCALONADA ZIGOMÁTICO 3,5 X 40

02031



FRESA ESCALONADA ZIGOMÁTICO 3,5 X 80

02029



FRESA ESCALONADA ZIGOMÁTICO 4 X 80

59708



FRESA CANALETA PARA ZIGOMÁTICO

59675



FRESA DE LSM

57742



BISTURI CIRCULAR 4,0 MM

CHAVES DE INSTALAÇÃO

55882



CHAVE CURTA P/ IMPL. O.C. C.M. P/ CATRACA

55883



CHAVE LONGA P/ IMPL. O.C. C.M. P/ CATRACA

CHAVE DE CAPTURA

55834



CHAVE PARA IMPL. C.M. PARA CONTRA ÂNGULO


CHAVE DE CAPTURA DE CONTRA ÂNGULO,
TORQUE MÁXIMO 35 N.cm

SONDAS



55832

SONDA CALBRADA PARA IMPLANTE



59656

SONDA CALBRADA BICORTICAL PARA ZIGOMÁTICO

CHAVES



59652

CHAVE DE APOIO PARA ZIGOMÁTICO



59653

CHAVE TUFO PARA ZIGOMÁTICO



08877

CHAVE DE TORQUE



01409

CABO PARA PONTA DE CHAVE TORQUE

PONTEIRAS

01397



PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEXAGONAL LONGA

01407



PONTA ESFERICA P/ CHAVE DE TORQUE (Hex.2,0)

MEDIDOR

60089



MEDIDOR DE ANG. 30° E TRANSMUCOSO C.M

60090



MEDIDOR DE ANG. 45° E TRANSMUCOSO C.M

GUIA PARA MONTAGEM

Z.FORCE[®] Zygomatic

1. Chave tufo para zigomático



2. Chave de apoio para zigomático



3. Chave curta p/ impl. O.C. CM p/ C.A.



4. Chave curta p/ impl. O.C. CM p/ CAT.



5. Chave longa p/ impl. O.C. CM p/ CAT.



6. Medidor de Ang. 30° e transmucoso CM



7. Medidor de Ang. 45° e transmucoso CM



8. Bisturi circular Ø4,0mm




9. Ponta digital p/ chave torque hex. longa



10. Ponta esférica p/ chave de torque hex. 2.0



11. Cabo p/ ponta de chave torque



GUIA PARA MONTAGEM

Z.FORCE[®] Zygomatic

12. Sonda calibrada bicortical para zigomático



13. Sonda calibrada para implante



14. Chave de torque



14. Fresa lança zigomático 2,2 X 40



15. Fresa escalonada 3,0 X 40



16. Fresa escalonada 3,5 X 40



17. Fresa de LSM



18. Fresa canaleta



19. Fresa lança zigomático 2,2 X 80




20. Fresa escalonada zigomático 3,0 X 80




21. Fresa escalonada zigomático 3,5 X 80




22. Fresa escalonada zigomático 4,0 X 80







dentoflex.inp
sistema de implantes




Supreme
HI/Cone Morse




dentoflex.inp
sistema de implantes




Supreme
Hexágono Externo




dentoflex.inp
sistema de implantes



Supreme
HI/Cone Morse



dentoflex.inp
sistema de implantes





Supreme
Hexágono Externo


Search


Brocas



Lança 

Ø3,75 


Ø2,3 

Ø4,0 


Supreme

Brocas




Lança 

Ø3,5 


2,8-3,5 

Ø3,75 


3,0-3,75 

Lança Ø2,3 

Ø4,25 

3,6-4,25 

Ø5,00 


4,25-5,0 


Z.FORCE


Zygomatic

Brocas





Ø2,2 

Ø2,2 

Ø3,0 

Ø3,0 

Ø3,5 

Ø3,5 

Ø4,0 



🌐 dentoflex.com.br
✉ sac@inp-dentoflex.com
☎ Tel.: 55 11 2083 - 4130
📞 WhatsApp: +55 11 99589-8239

 @DENTOFLEX.OFICIAL