



## INSTRUÇÃO DE USO – LAMINA RECIPROCANTE Versão 01



Esta Instrução de Uso pode ser utilizada para os produtos integrantes do registro 10272310035 – Serras Cirúrgicas – Lamina Reciprocante

Antes da utilização da presente instrução de uso, observe a sua versão, e somente a utilize se estiver de acordo com o informado no rótulo do produto. A presente instrução de uso, em formato impresso, pode ser obtida, sem custo adicional, através de solicitação para o e-mail [sac@inp-dentoflex.com](mailto:sac@inp-dentoflex.com).

Instrução de uso elaborada em conformidade com a Instrução Normativa DC/ANVISA Nº 4 DE 15/06/2012.

### MATERIAL

Instrumental de Uso Odontológico – Aço Inoxidável conforme ASTM F899

#### Componentes da embalagem:

Estão contidos nesta embalagem:

Produto	Componentes da embalagem
Serra Cirúrgica	01 Lamina Reciprocante

A embalagem consiste em um invólucro de papelão e um blister.

### INDICAÇÃO

As serras cirúrgicas são utilizadas para auxiliar no ato operatório, Através da lamina da serra, utilizá-la para desbaste ou corte de osso e tecido duro

### ADVERTENCIAS

Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada.



Os instrumentais deverão ser usados somente para finalidade específica para as quais foram desenvolvidas.

Descartar conforme legislação ou norma vigente

## PRECAUÇÕES

Em caso de queda acidental da fresa cirúrgica, inutilizar o produto.

## ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O Instrumental deve ser armazenada e transportada em local limpo e seco, de modo a evitar dano na embalagem.


Não acondicionar junto com produtos e resíduos que possam desprender vapores corrosivos.

Não acondicionar de forma a danificar a estrutura inicial do produto e sua embalagem.

Evitar batidas e quedas.

## DESCARTE

Em caso de descarte seguir legislação ou norma vigente



LAMINA RECIPROCANTE RASPA



\*\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS\*\*

**Esclarecimentos sobre o uso do produto médico:**

Qualquer dúvida sobre o produto, solicitação de informação ou solicitação de instrução de uso em formato impresso sem custo adicional, o distribuidor ou fabricante deverá ser comunicado.

Fabricado por:

Sistema de Implantes Nacionais e de Próteses Comercio Ltda

Rua Marques de Marica, 1230

Sao Paulo – Sao Paulo – Brasil

Cep: 04252-000

Tel: +55 11 2083-4130

[www.dentoflex.com.br](http://www.dentoflex.com.br)

Responsável Técnico: Pedro Velasco Dias – CROSP nº 12.294